



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



HOE VOORUITGANG TE EVUALUEREN

Inleiding

Het is aan te raden elke vijf tot tien chat sessies een intervisie sessie te organiseren.

Doelen

De doelen van de intervisie sessie zijn:

- Groei te meten door beoordelingen van de deelnemers zelf.
- Deelnemers te herinneren aan hun voorgenomen acties.
- Zelfreflectie te stimuleren met behulp van een constructieve confrontatie met andere deelnemers.

Vorbereiding

- De moderator vraagt de deelnemers om al hun eigen bijdragen aan de check-outs sinds de vorige intervisie sessie te verzamelen.
- De moderator vraagt de deelnemers om een samenvatting te maken van alle vervolgacties die zij voor ogen hadden.
- De moderator vraagt de deelnemers zich af te vragen in hoeverre zij gevolg hebben gegeven aan hun geplande vervolgacties: wat hebben zij gedaan en wat hebben zij niet gedaan.
- De moderator vraagt de deelnemers de tekst die uit deze handelingen volgt, klaar te hebben voor de intervisie chat sessie.

Intervisie chat protocol

- Laat de Check-in verlopen als te doen gebruikelijk.
- In plaats van de Inleiding van de moderator publiceren de deelnemers de teksten die zij hebben voorbereid. Daarna lezen de deelnemers de teksten in stilte. Deze fase duurt maximaal 10 minuten.
- Laat de Reflectie en dialoog fase verlopen als te doen gebruikelijk maar laat de fase maximaal 25 minuten duren.
- Laat de Check-uit verlopen als te doen gebruikelijk maar laat de fase maximaal 15 minuten duren.